

オールセラミックスに  
何を求めますか？

“IT'S TIME  
FOR A CHANGE!”

高い審美性を誇るオールセラミックス  
今、その可能性は大きく広がっています  
例えばシンベニアから12本ブリッジまで  
対応する1つのシステム

例えば高い透明性を持ちながら  
高強度を実現した材料

IPS e.maxはシンプルな構成でありながら  
多くの可能性を秘めた「システム」です

IPS e.maxが様々な症例に  
オールセラミックスで答えを出します

今こそIPS e.maxで、さらなる可能性を

IPS e.max システム 導入ラボ

歯科加圧成形用セラミックス / IPS e.max プレス / 認証番号：220AGBZX00010000 / 管理医療機器  
歯科加圧成形用セラミックス / IPS e.max シルプレス / 認証番号：220AGBZX00011000 / 管理医療機器  
歯科切削加工用セラミックス / IPS e.max キャド / 認証番号：220AGBZX000080000 / 管理医療機器  
歯科切削加工用セラミックス / IPS e.max シルキャド / 認証番号：220AGBZX000090000 / 管理医療機器  
歯科用陶材 / IPS e.max セラム / 認証番号：220AGBZX000080000 / 管理医療機器  
歯科接着用レジンセメント / マルチリンク / 認証番号：221AGBZX001860000 / 管理医療機器  
歯科接着用レジンセメント / バリオリンク / 認証番号：220AGBZX003250000 / 管理医療機器

Ivoclar Vivadent 株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24  
TEL:03-6903-3537 FAX:03-5844-3657  
www.ivoclarvivadent.jp  
JP595194L1

ivoclar  
vivadent:  
passion vision innovation

IPS e.max<sup>®</sup>

For Dentist

オールセラミックスをお求めの  
歯科医師の方へ

ivoclar  
vivadent:  
passion vision innovation

# High Strength

## 高強度ガラスセラミックス

セラミックスは審美的だけど割れやすいというイメージを持っていませんか？ Ivoclar Vivadent 製のファーンレスで製作した IPS e.max プレスは、高い曲げ強度 (400MPa) と適合精度を持っています。また、高い強度がありながら、天然歯に近い摩耗性を持っているため、対合歯に優しい素材となっています。高い透明度を持つ材料から、支台歯色をマスキングする材料まで、4段階の透明度により様々な症例で高い審美性を実現します。

さらに、インパルス イングットが加わり、より審美的に、天然歯のような修復物の製作が可能になりました



# Esthetics

## アーティスティックな前歯にも 機能的な臼歯にも

IPS e.max プレス (ニケイ酸リチウム) により、400MPa の強度を持つインレーやクラウン、ベニアが製作できます。また、IPS e.max ジルプレスが酸化ジルコニウム フレームへのプレスを実現し、マルチユニットブリッジ等にも適応できます。

さらにこれらの修復物には、すべて同じ陶材 IPS e.max セラム 築盛が可能で、一口腔内で同じシステムを使用することで、統一感のある審美性を得ることができます。



異なるフレーム材を使用した補綴物\*



\*左から IPS e.max プレス、IPS e.max ジルプレス、IPS e.max ジルキャド、IPS e.max キャドを使用したクラウン

# Long Lasting

## オールセラミックスのパートナー

オールセラミックスを長期間維持するためには、強固な接着が非常に重要です。強固な接着により支台歯や構造体と修復物が一体になることで、はじめて材料の特性を發揮します。不十分な接着は破折など臨床上のトラブルの原因となります。

## Multilink Automix

マルチリンク オートミックス

様々な症例に高い接着力

- デュアルキュアのオートミックスタイプ
- エナメル質、象牙質ともに強い接着力
- 容易な余剰セメントの除去



## Variolink Veneer

バリオリンク ベニア

明度の微調整により  
ラミネートベニアの審美を追求

- 光重合型審美修復用レジンセメント
- 明度コントロールによる7種類のシェード
- マイクロフィラーによる高い物理特性

## Variolink II

バリオリンク II

長年の臨床実績を誇るゴールデンスターダート

- デュアルキュア型審美修復用レジンセメント
- 3段階の透明度に分類される6種類のシェード
- キャタリストによる粘度の調整

